



# Technical Data Sheet „Gorilla Trap Rat“



## Fiche Technique

### Gorilla Trap Rats

**Fabricant :** Futura GmbH

**Distributeur :** ARMOSA

**Dimensions :** Hauteur x Largeur x Longueur: 55 x 47 x 97 mm

**Conditionnement :** 200 pièces / carton

**Couleur :** Plastique brun foncé avec un indicateur jaune sur la tige.



*Fig. "Gorilla Trap Rat" avec « NARA Lure »*

#### **Description :**

Action choc mécanique avec 2 puissants ressorts et un réservoir à appâts.

Technologie de ressorts très puissants pour une élimination encore plus humaine des rongeurs.

Technique élaborée pour s'assurer que la puissance des ressorts provoque le déclenchement du piège...

a) le plus rapidement possible et uniformément sur la tige  
et b) avec plus de force.

La combinaison de ces deux valeurs donne la "performance" du piège et devrait entraîner une mort rapide du rongeur en combinaison des appâts dans le réservoir à appâts.

L'appât est optimisé pour un appâtage en plastique sans allergène et long terme "NARA®".

Ces appâts à différentes odeurs peuvent être facilement placés dans les réservoirs et soutenir une mise à mort humaine du rongeur la plus rapide possible.

#### **Application :**

Nous recommandons de n'utiliser les pièges qu'avec des stations dédiées (Ex BULLET, RASCAL, VANGUARD)

Placez le piège dans la station avec précaution. Le poste d'appâtage doit être placé horizontalement. L'activation se fait pas correctement si le poste est placé verticalement.

Positionnez l'appât dans le réservoir d'appât avant de l'activer !

Tirez lentement la barre avec deux doigts vers l'arrière en position "active".

[www.armosa.eu](http://www.armosa.eu)



**ARMOSA**  
keeping nature at its best